



Componentistica per la presa delle impronte

(per connessione ConEx®)



Transfer da impronta
serie "ETK"

Per tecnica
pick up



Transfer da impronta
per monconi conici
flat serie "EMCF"

Per rilevare una
buona impronta
e riprodurre
nei modelli da
laboratorio
l'esatta posizione
dell'impianto
trasferita dal
transfer.



Analogo da
laboratorio
serie "EA"



Transfer da
impronta per pilastri
antirotazionali serie
"ETI E"



Analogo da
laboratorio per
transfer per impronta
serie "ETI E"



Analogo da laboratorio
per monconi conici flat
serie "EMCF"