


# Componentistica per la protesi digitale

(per connessione ConEx®)



Pilastro da incollaggio serie "EPT I"



Moncone conico flat serie "EMCF"



Vite di attivazione per moncone conico flat serie "EMCF"



Cappetta ad uso digitale per monconi conici flat serie "EMCF"



Cappetta calcinabile antirotazionale ad uso digitale per pilastri e cappette serie "TB"

## Vantaggi:

- Progettazione dell'abutment con software specifici
- Realizzazione della meso-struttura o delle corone abutment da un blocchetto meso
- Collegamento adesivo con la meso-struttura sinterizzata o la corona e l'abutment