


# Componentistica per la scansione digitale

(per connessione ConEx®)



Scanbody intraorale



Scan abutment da laboratorio

## Scanbody intraorale

Da posizionare al momento della chirurgia iniziale o dopo la guarigione dei tessuti molli direttamente sopra gli impianti nella cavità orale del paziente

## Scan abutment da laboratorio

Da inserire su un analogo in un modello.



Scanbody intraorale per monconi conici dritti



Scan abutment da laboratorio per monconi conici dritti

## Scanbody intraorale

Da posizionare al momento della chirurgia iniziale o dopo la guarigione dei tessuti molli direttamente sopra i monconi conici nella cavità orale del paziente

## Scan abutment da laboratorio

Da inserire su un analogo per monconi conici in un modello.