

Componentistica per protesi avvitata per elementi singoli (per connessione InthEx®)



Pilastro da incollaggio serie "PTI"

Per creare le condizioni ottimali estetiche e funzionali per la realizzazione del dispositivo finale.



Pilastro calcinabile serie "CEI"



Pilastro calcinabile da fresaggio serie "CFI"

Essendo personalizzabili dall'operatore possono essere parzialmente o totalmente ceramizzabili.



Pilastro per sovrافusione in Co.Cr.Mo. serie "UCLA C"

Per realizzare monconi con estrema precisione nella zona di connessione con l'impianto.



Vite protesica per canale angolato sistema MES 18VPC

Kit MES® per Connessione InthEx

E' possibile acquistare un kit che comprende:

n.8 Viti protesiche per canale angolato sistema MES (18VPC)

n.1 Chiave da contrangolo per sistema MES (CC18)

n.1 Impugnatura manuale per chiave da contrangolo CC18 (CMP18)

