


Componentistica per presa delle impronte

(per connessione InthEx®)




Transfer standard per impronta serie "TI"

Per tecnica a strappo



Transfer ritentivo per impronta serie "TK"

Per tecnica pick up



Transfer ritentivo flat per impronta serie "TKF"

Per rilevare una buona impronta su impianti che consenta di eseguire la tecnica più adatta al tipo di protesi da realizzare.




Analogo da laboratorio




Analogo da laboratorio per impianti Thunder


Per riprodurre nei modelli da laboratorio l'esatta posizione della posizione implantare trasferita dai transfer.



Transfer da impronta per monconi conici serie "MC"



Analogo da laboratorio per monconi conici serie "MC"



Transfer da impronta per monconi conici flat serie "MCF"



Analogo da laboratorio per monconi conici flat serie "MCF"