

Componentistica per protesi removibile (per connessione InthEx®)



Pilastro sferico con
sfera \varnothing 2.1 mm
serie "21AS"



Box completo di o-ring
disponibile:

- \varnothing esterno 4 mm
- \varnothing esterno 5 mm




O-ring disponibile:

- \varnothing esterno 4 mm
- \varnothing esterno 5 mm
- \varnothing esterno 5 mm special

Per la risoluzione
di edentulie
totali ed in tutti
quei casi dove
esistono problemi
per il paziente
di ottenere una
stabilità della
protesi mobile.



Pilastro sferico
con sfera nitrrata
 \varnothing 1.8 mm
serie "18AS"



Accessori per attacchi
sferici serie "18AS":

- box in acciaio
- cappette elastiche
ritentive
- dischetto protettivo