

The logo for Matrix features the word "matrix" in a lowercase, sans-serif font. The letter "i" is replaced by a stylized graphic of five horizontal blue lines of varying lengths, creating a sense of depth or a 3D effect. A thin blue arc is positioned above the "i" and below the "r". A trademark symbol (TM) is located at the top right of the word.

matrix™

Implant system

**Componetistica
protesica linea InthEx®
per impianti Short "S"**

Di guarigione

Vite tappo




Pilastro di guarigione dritto e svasato short serie "PGS2D" e "PGS3S"

Per una corretta guarigione della gengiva nell'attesa dell'applicazione della componente protesica su impianto endosseo.



Vite tappo per impianti Shorts "GTS"

Presca delle impronte



Transfer per impronta ritentivo short serie "TKS" e "TKS 7"

Per tecnica pick up



Analogo da laboratorio

Per rilevare una buona impronta e riprodurre nei modelli da laboratorio l'esatta posizione dell'impianto trasferita dai transfer.

Protesi cementata



Pilastro standard dritto short serie "2DS" e "2DS 7"



Pilastro personalizzabile per fresaggio in titanio short serie "PFS" e "PFS 7"



Protesi avvitata per elementi singoli



Pilastro calcinabile
short serie "CEIS"
e "CEIS 7"

Essendo personalizzabili dall'operatore possono essere parzialmente o totalmente ceramizzabili.

Protesi avvitata per elementi multipli



Pilastro flat interno
in titanio short
serie "PTRS" e
"PTRS 7"



Pilastro ritentivo
rotazionale in titanio
short serie "KPTRS" e
"KPTRS 7"



Pilastro calcinabile
spalla interna short serie
"CSIS" e "CSIS 7"

Essendo personalizzabili dall'operatore possono essere parzialmente o totalmente ceramizzabili.

Protesi saldata



Pilastro flat interno in
titanio da saldatura serie
"SPTRS" e "SPTRS 7"